

Curera[®] Nackkudde

Avlastning för nacken



 **curera**[™]
positionering

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Curera® Nackkudde

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till hjälp vid omläggning och skötsel.

Till kuddarna och rullarna finns även våra hygienkydd och bomullsöverdrag som tillbehör.

Hygienkyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort).


Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt. Kontakta Care of Sweden för utbildning och mer information.

EXEMPEL PÅ POSITIONERING



TRYCKAVLASTNING, STÖD OCH POSITIONERING HUVUD/NACKE.

RENGÖRING	FAKTA
<p>Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.</p> <p>Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger.</p> <p>Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fyllning: 50 % HR-skum/50 % polyesterfiber• Garanti: 1 år• Storlek: 32, 38, 50 cm• Tillbehör:<ul style="list-style-type: none">Hygienöverdrag: Polyuretan/polyesterBomullsöverdrag <p> Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-06-03.