

Curera[®] Bendelare

För att separera benen




Curera® Bendelare

Bendelare används för att separera benen och är tillverkad av stabilt skum med viss svikt som ger brukaren stöd. Tvättbar.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-12-10.



RENGÖRING	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Bendelaren rengörs med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.• Låt den torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den ska vara helt torr innan den tas i bruk igen.• Överdraget tvättas maskin i 60° C och kan torktumlas eller droptorkas	<ul style="list-style-type: none">• Storlekar: 9cm, 12cm eller 15 cm breda och 16 cm höga• Garanti: 1 år