

Molly Hälskydd

Avlastning för hälar



Molly Hälskydd



FÖRDELAR MED MOLLY HÄLSKYDD	FAKTA HYGIENSKYDD
<ul style="list-style-type: none">• Förbättrar cirkulationen• Förhindrar överkorsning efter höftplastik• Lätt att applicera• Mjuk och skön• Bidrar till läkning vid ev. trycksår• Underlättar för vårdtagare att fritt röra benen• Utjämnar och fördelar tryck	<ul style="list-style-type: none">• Lätt att rengöra• Lång livslängd• Leveas med hygienöverdrag i polyuretan/polyester• Garanti: 1 år• Vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort)• Rengöring hygienöverdrag: Avtorkning med rengörings och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C <p>  Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>
STORLEKAR	
Molly Small Molly Medium Molly Large	

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjuds. Senast uppdaterad: 2021-04-13.