

Optimal Evakueringslakan

För snabb & enkel evakuering



Optimal Evakueringslakan

Optimal Evakueringslakan gör det möjligt att snabbt och enkelt förflytta sängliggande personer utom fara, kan även användas vid evakuering i trappor.

Det placeras under befintlig madrass och fästs mot madrassen med resårband. Det är lätt att bädda in och finns i flera storlekar för att passa de flesta madrasser.

Optimal Evakueringslakan är ergonomiskt utformat och tillverkas i mycket starka material som glider bra på både vått och torrt underlag.

Det är röntgentransparent samt utrustat med handtag för sidoförflyttning. Bruksanvisning ingår. Ett enkelt och säkert hjälpmedel för evakuering. Uppfyller kraven i svensk standard (SS 8760039) för räddningslakan.



STORLEKAR

Madrassbredd: 80, 90, 105 & 120 cm

Madrasslängd: 200 cm



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjudes. Senaste uppdatering: 2018-11-13.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Draghandtag på kortsidor• Enkel hantering och rengöring• Hörnband i resår• Sidohandtag• Utdragbara kardborrband	<ul style="list-style-type: none">• Material: Polyamid/polyester• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95°C, torktumling.