

# Optimal Förlängningsdel

För förlängning av madrassen



# Optimal Förlängningsdel

Optimal Förlängningsdel används för att förlänga madrassen så att den passar i sängen. Om madrassens överdrag har handtag eller remmar på kortsidan, så kan förlängningsdelen fästas i dessa med kardborrebanden. Om överdraget inte har något att fästa i, så läggs förlängningsdelen så att den hålls på plats mellan madrassen och sänggaveln. Bädda med lakan för ökad komfort.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort), vilket minskar risken för hudmaceration.

Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(2)</sup>.

Optimal Förlängningsdel tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller världens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

## REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil – Bakteriepenetration – Våt".

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Det mjuka, elastiska överdraget "ångandas"<sup>(1)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</li><li>• Överdraget är enkelt att rengöra och hantera och har en väldokumenterad hygienisk standard<sup>(2)</sup>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kärna: 100 % kallskum</b></li><li>• <b>Garanti: 2 år</b></li><li>• <b>Hygienöverdrag: Polyuretan/polyester</b></li><li>• <b>Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</b></li><li>• <b>Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</b></li></ul> <p></p> <p> Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>
STORLEKAR	
Längd: 10 & 20 cm Bredd (madrassbredd): 80, 85, 90, 105, 120 cm Höjd: 10-12 cm, 13-15 cm, 19-21 cm	

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjuds. Senast uppdaterad: 2018-04-26.