

# Optimal Hygienkudde

Komfortabla & slitstarka kuddar



Optimal Hygienkudde & Optimal Sens

# Optimal Hygienkudde

För god komfort kan vi erbjuda ett brett sortiment av tillbehör, däribland kuddar och kuddskydd. De är utvecklade för vårdens behov och passar även i hemmiljö.

Optimal Hygienkudde är en kudde med goda hygieniska egenskaper. Fyllningen består av bollfiber som lätt kan fluffas upp för att behålla den ursprungliga formen på kudden. Det medföljande hygienskyddet är avtagbart vilket gör att kudden är enkel att hantera och sköta.

Optimal Sens är en anatomisk sovkudde. Den är tillverkad av ett speciaskum som formar sig efter nackens och huvudets konturer vilket ger nacke och huvud bra stöd och avlastning. Ett avtagbart hygienskydd medföljer.



Optimal Kuddskydd är ett slitstarkt och hållbart hygienskydd med en god hygienisk standard<sup>(1)(3)</sup>. Avtagbart med dragkedja.


Hygienskyddet är vätske- och lufttätt samt ångpermeabelt<sup>(2)</sup>. Se till att vårdtagaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria. Skyddet rengörs enkelt genom avtorkning eller maskintvätt vilket minskar behovet av att tvätta hela kudden.

## REFERENSER

(1) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07)

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

TILLVAL	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dragkedja i plast</li></ul>	<b>Optimal Hygienkudde &amp; kuddskydd</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: polyester/bomull</li><li>• Kuddskydd: polyuretan/polyester</li><li>• Garanti: 1 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel, alternativt maskintvätt max 60 °C</li><li>• Rengöring kudde: maskintvätt max 60 °C</li></ul>
<b>STORLEKAR</b>	<b>Optimal Sens &amp; kuddskydd</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: viskoelastiskt skum, 50 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Kuddskydd: polyuretan/polyester</li><li>• Garanti: 1 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel, alternativt maskintvätt max 60 °C</li><li>• Rengöring kudde: punktrensning med mildt rengöringsmedel och vatten</li></ul>
<b>Optimal Hygienkudde &amp; kuddskydd</b> 35x45 cm 50x60 cm 50x70 cm	 Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.
<b>Optimal Sens &amp; kuddskydd</b> 30x48 cm	Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021.
<b>Optimal Kuddskydd</b> 35x45 cm 50x60 cm 50x70 cm	Eftertryck förbjudes. Senaste uppdatering: 2021-05-28.