

# Optimal Hygientopp

Slitstarkt madrasskydd  
med bra passform & följsamhet



# Optimal Hygientopp



Optimal Hygientopp är utvecklad för vårdens behov och passar även i hemmiljö.

Optimal Hygientopp är ett enkelt, slitstarkt och funktionellt madrasskydd med bra passform och följsamhet. Optimal Hygientopp är avtagbart och har en god hygienisk standard<sup>(1)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget är vätske- och lufttätt och är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

## REFERENSER

(1) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bra passform</li><li>• Hygienisk</li><li>• Lätt att rengöra</li><li>• Mjuk och elastisk</li><li>• Många storlekar</li><li>• Resår på undersidan</li><li>• Slitstark</li><li>• Vätsketät</li><li>• Ångpermeabelt<sup>(2)</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garanti: 1 år</li><li>• Hygientopp: Polyuretan/polyester</li><li>• Rengöring: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul> <p></p> <p> Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>
<b>STORLEKAR</b>	
80x205 cm 85x200 cm 90x200 cm 105x200 cm 120x200 cm	

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-04-15.