

Optimal Hygientopp

Slitstarkt madrasskydd
med bra passform & följsamhet



Optimal Hygientopp

Optimal Hygientopp är utvecklad för vårdens behov och passar även i hemmiljö.



Optimal Hygientopp är ett enkelt, slitstarkt och funktionellt madrasskydd med bra passform och följsamhet. Optimal Hygientopp är avtagbart och har en god hygienisk standard⁽¹⁾⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är vätske- och lufttätt och är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

REFERENSER

(1) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07)

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Bra passform• Hygienisk• Lätt att rengöra• Mjuk och elastisk• Många storlekar• Resår på undersidan• Slitstark• Vätsketät• Ångpermeabelt⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none">• Garanti: 1 år• Hygientopp: Polyuretan/polyester• Rengöring: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling. <p></p> <p> Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>
STORLEKAR	
80x205 cm 85x200 cm 90x200 cm 105x200 cm 120x200 cm	

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjuds. Senast uppdaterad: 2021-05-28.