

Optimal Hygientopp



**Slitstarkt madrasskydd
med bra passform & följsamhet**

Optimal Hygientopp

För ökad komfort i varje unik situation kan vi erbjuda ett brett sortiment av tillbehör, däribland Optimal Hygientopp som är utvecklad för vårdens behov men passar även i hemmiljö.

Det är ett enkelt, slitstarkt och funktionellt madrassydd med bra passform och följsamhet.

Fakta

Garanti: 2 år

Rengöring: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



Funktioner och egenskaper

- Bra passform
- Hygienisk
- Lätt att rengöra
- Mjuk och elastisk
- Många storlekar
- Resår på undersidan
- Slitstark
- Vätsketät
- "Ångandas"

Optimal Hygientopp är avtagbart och har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽¹⁾. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Storlekar

80x205 cm

85x200 cm

90x200 cm

105x200 cm

120x200 cm

Referenser

(1) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2013-11-26.