

Optimal Kuddskydd

Komfortabla & slitstarka kuddskydd



Optimal Kuddskydd med hygienöverdrag

Optimal Kuddskydd

För god komfort i varje unik situation kan vi erbjuda ett brett sortiment av tillbehör, däribland kuddar och kuddskydd. De är utvecklade för vårdens behov men passar även i hemmiljö.

Optimal Kuddskydd är ett slitstarkt och hållbart hygien-skydd med en mycket god hygienisk standard⁽¹⁾. Avtagbar med dragkedja. Dragkedjan är överlappad från båda håll för att täcka dragkedjan så mycket som möjligt. Materialet är vätsketätt men "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hud-maceration. Skyddet rengörs enkelt genom avtorkning eller maskintvätt, detta minskar behovet av att tvätta hela kudden.



TILLVAL

- Vätsketät dragkedja
- Svetsade sömmar

REFERENSER

(1) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2014. Eftertryck förbjudes. Senaste uppdatering: 2018-11-13.

STORLEKAR	FAKTA
30x45 cm, 50x60 cm, 50x70 cm	<ul style="list-style-type: none">• Material: Polyester/polyuretan