

Optimal Kuddskydd

Komfortabla & slitstarka kuddskydd



Optimal Kuddskydd

Optimal Kuddskydd är utvecklad för vårdens behov och passar även i hemmiljö. Optimal Kuddskydd är ett slitstarkt och hållbart hygienskydd med god hygienisk standard⁽¹⁾⁽³⁾. Kuddskyddet är avtagbart och har vätsketät dragkedja.

Materialet är vätsketätt och ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Kuddskyddet rengörs enkelt genom avtorkning eller maskintvätt vilket minskar behovet av att tvätta hela kudden.



TILLVAL

- Vätsketät dragkedja

REFERENSER

(1) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07)

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senaste uppdatering: 2021-05-28.

| STORLEKAR | FAKTA |
|------------------------------|----------------------------------|
| 30x45 cm, 50x60 cm, 50x70 cm | • Material: polyester/polyuretan |