

# Optimal Kuddskydd

Komfortabla & slitstarka kuddskydd



 care of sweden

SUPPORTING LIFE

# Optimal Kuddskydd

Optimal Kuddskydd är utvecklad för vårdens behov och passar även i hemmiljö. Optimal Kuddskydd är ett slitstarkt och hållbart hygienskydd med god hygienisk standard<sup>(1)(3)</sup>. Kuddskyddet är avtagbart och har vätsketät dragkedja.

Materialet är vätsketätt och ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Kuddskyddet rengörs enkelt genom avtorkning eller maskintvätt vilket minskar behovet av att tvätta hela kudden.



## TILLVAL

- Vätsketät dragkedja

## REFERENSER

(1) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07)

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2023. Eftertryck förbjudes. Senaste uppdatering: 2023-08-08.

STORLEKAR	FAKTA
35x45 cm, 50x60 cm, 50x70 cm	• Material: polyester/polyuretan