

CuroCell® 3 CX19

Effektiv & flexibel kombimadrass



CuroCell 3 CX19 Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell® 3 CX19

CuroCell® 3 CX19 används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 3⁽¹⁾. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är mycket effektiv och funktionell. Den är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

Madrassen arbetar enligt växeltrycksprincipen. Den har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag. Pumpen har alla nödvändiga funktioner och är både driftsäker och energisnål.

Den levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.



CuroCell® 3 CX19 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke för Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes.
Senast uppdaterad: 2019-02-07.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Digital pump med inbyggd sensor• Hälfunktion• Ljud- och ljusnotifikation vid för lågt tryck• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾• Mycket goda rengöringsegenskaper• Konstant lågt tryck med automatisk återgång• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Utbytbara luftceller av polyuretan	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 19 cm• Funktion: Förebyggand och vid behandling t.o.m kategori 3⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-160 kg• Brand: EN 597-1, -2• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Distanstyg - för bättre komfort• Kabelhållare• Kraftig transportväska• Lakanshållare• Ventilerade celler (Low Air Loss)• Överdrag med svetsade sömmar	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.
	<p>VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector</p>