

CuroCell® 3 CX19

Effektiv & flexibel ersättningsmadrass



CuroCell® 3 CX19 Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell® 3 CX19

CuroCell® 3 CX19 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är effektiv och funktionell. CuroCell® 3 CX19 är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

Madrassen arbetar enligt växeltrycksprincipen och har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag. Pumpen har många nödvändiga funktioner och är både driftsäker och energisnål.

Den levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket

minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 3 CX19 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke för Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt.
Senast uppdaterad: 2021-04-13.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Digital pump• Hälfunktion• Ljud- och ljusnotifikation vid för lågt tryck• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾• Goda rengöringsegenskaper• Omvårdnadsläge med automatisk återgång• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Utbytbara luftceller av polyuretan	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 19 cm• Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o. m kategori 3⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 160 kg• Brand: EN 597-1, -2• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Distanstyg - för ökad komfort• Kabelhållare• Kraftig transportväska• Lakanshållare• Överdrag med svetsade sömmar	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.