

# CuroCell® 3 CX19

Effektiv & flexibel ersättningsmadrass



CuroCell® 3 CX19 Toppdel Olivia/U-del CC

# CuroCell® 3 CX19

CuroCell® 3 CX19 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3<sup>(1)</sup>. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är effektiv och funktionell. CuroCell® 3 CX19 är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

Madrassen arbetar enligt växeltrycksprincipen och har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag. Pumpen har många nödvändiga funktioner och är både driftsäker och energisnål.

Den levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard<sup>(2)(3)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt<sup>(4)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 3 CX19 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(2)(3)</sup>.

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke för Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt.  
Senast uppdaterad: 2021-05-26.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump</li><li>• Hälfunktion</li><li>• Ljud- och ljusnotifikation vid för lågt tryck</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(4)</sup></li><li>• Goda rengöringsegenskaper</li><li>• Omvårdnadsläge med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Utbytbara luftceller av polyuretan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: konstant lågt tryck</li><li>• Höjd: 19 cm</li><li>• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o. m kategori 3<sup>(1)</sup></li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 160 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</li><li>• Ljudnivå pump: 21 dBA</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Distanstyg - för ökad komfort</li><li>• Kabelhållare</li><li>• Kraftig transportväska</li><li>• Lakanshållare</li><li>• Överdrag med svetsade sömmar</li></ul>	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.