

# CuroCell® S.A.C

Sittdyna för god komfort



# CuroCell® S.A.C.


CuroCell® S.A.C. är en statisk sittdyna med luft. Den har en god komfort och används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2<sup>(1)</sup>.

Den är förfylld och enkel att hantera. Det hållbara och mjuka materialet, anpassad för långvarig användning, ger en bra kombination av komfort och stöd.



## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Färdig att använda</li><li>• Förfylld med luft</li><li>• Hållbart mjukt material för långvarigt sittande</li><li>• Lufthål som transporterar bort fukt och värme</li><li>• Lågprofilerad design</li><li>• Minskar vävnadstryck</li><li>• Passar alla stolar</li><li>• Väger lite och är enkel att använda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Statisk sittdyna med luft</b></li><li>• <b>Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till kategori 2<sup>(1)</sup></b></li><li>• <b>Rekommenderad brukarvikt: Upp till 160 kg</b></li><li>• <b>Material: TPU-film, grå</b></li><li>• <b>Garanti: 1 år</b></li><li>• <b>Klassificering: ISO-kod 043303 -Tryckavlastande</b></li><li>• <b>Storlek: 45x45 cm &amp; 50x50 cm</b></li><li>• <b>Rengöring: Torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel</b></li><li>• <b>Tillbehör: Hygienöverdrag</b></li></ul> <p> Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-04-13.