

CuroCell® IQ CX15

Intelligens och omtanke



CuroCell® IQ CX15 med övre delen Stone/nedre delen CC

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell® IQ CX15

CuroCell® IQ CX15 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾ samt oklassificerade trycksår. Systemet är utvecklat för att erbjuda enkelhet, med funktioner som mycket hög användarkomfort, minskad påverkan av skjuvkrafter och ett bättre mikroklimat.

CuroCell® IQ CX15 identifierar brukaren och anpassar sig automatiskt efter individen. Kontrollenheten är förinställd på vårt nyutvecklade pulserande läge, som erbjuder en hög komfortnivå och effektiv tryckavlastning^(6/7).

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Överdragen är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.



TILLVAL

- Slitstark väska
- Lakanshållare

STORLEKAR

80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 15 cm



REFERENSER

- (1) *Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.
- (2) EN ISO 11201 "Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.
- (3) ISO 16603 "Resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (5) ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane".
- (6) Dr Peter Worsley, Dr Luciana Bostan och Professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Unpublished manuscript. University of Southampton, 2018.
- (7) Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B., Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system (CuroCell® A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in 10 Belgian nursing homes, International Wound Journal. Gent University, 2019.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2020. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2020-03-10.

MADRASSENS FUNKTIONER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Individuellt utbytbara celler med en säkerhetsmadrass i luft• Hälfunktion• Multifunktionellt inneröverdrag• Unik CPR-funktion med transportfunktion• Smart kabelhantering• Unik design för enkel hantering och användning• Dragkedja med droppskydd	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 15 cm• Rekommenderad brukarvikt: 0–200 kg• Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz• Ljudnivå kontrollenhet, max: 17 dBA⁽²⁾, 35 dBA⁽⁵⁾• Garanti: 2 år• PVC-fri• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling• Rengöring av överdrag: Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel• Klor-resistent (1 %) multistretchöverdrag (överdrag Stone med svetsade sömmar, 10 %).
<h3>KONTROLLENHETENS FUNKTIONER</h3> <ul style="list-style-type: none">• Helautomatisk kontrollenhet som anpassas individuellt efter brukaren• Användarvänligt gränssnitt• Ljud-och ljusnotifikationer• Nyutvecklat pulserande läge• Omvårdnadsläge• Pack&Go®-funktion• Tyst drift och vibrationsfri• Låg spänning (12V strömförsörjning)• Mjuka upphängningsändar med extra mjuk spets• Air Flow Control; Konstant temperatur, ökad användarkomfort, minskad energiförbrukning	 <p>Skanna QR-koden för att se en presentationsvideo.</p>
	 <h3>MADRASSVÄLJARE</h3> <p>– Riktlinjer vid val av produkt Se hur man väljer rätt madrass på: www.careofsweden.com/mattress-selector</p>