

CuroCell® IQ CX16

Intelligens och omtanke



CuroCell® IQ CX16 med övre delen Stone/nedre delen CC

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell® IQ CX16

CuroCell® IQ CX16 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾ samt oklassificerade trycksår. Systemet är utvecklat för att erbjuda enkelhet, med funktioner som mycket hög användarkomfort, minskad påverkan av skjuvkrafter och ett bättre mikroklimat.

CuroCell® IQ CX16 identifierar brukaren och anpassar sig automatiskt efter individen. Kontrollenheten är förinställd på vårt nyutvecklade pulserande läge, som erbjuder en hög komfortnivå och effektiv tryckavlastning⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet. Alla överdrag är tillverkade av moderna, återvinningsbara material och är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2020. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2020-03-10.

TILLVAL

- Slitstark väska
- Lakanshållare

STORLEKAR

80/85/90/100/105/120 x 200/210 x 16cm

REFERENSER

- (1) *Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.
- (2) EN ISO 11201 "Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.
- (3) ISO 16603 "Resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (5) ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane".
- (6) Dr Peter Worsley, Dr Luciana Bostan and Professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Unpublished manuscript. University of Southampton, 2018.
- (7) Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B., Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system (CuroCell® A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in 10 Belgian nursing homes, International Wound Journal. Gent University, 2019.

MADRASSENS FUNKTIONER

- Individuellt utbytbara celler med säkerhetsmadrass i luft
- Hälfunktion
- Multifunktionellt inneröverdrag
- Unik CPR-funktion med transportfunktion
- Smart kabelhantering
- Unik design för enkel hantering och användning
- Dragkedja med droppskydd

KONTROLLENHETENS FUNKTIONER

- Helautomatisk kontrollenhet som anpassas individuellt efter brukaren
- Användarvänligt gränssnitt
- Ljud-och ljusnotifikationer
- Nyutvecklat pulserande läge
- Omvårdnadsläge
- Pack&Go®-funktion
- Tyst drift och vibrationsfri
- Låg spänning (12V strömförsörjning)
- Mjuka upphängningsändar med extra mjuk spets
- Air Flow Control; Konstant temperatur, ökad användarkomfort, minskad energiförbrukning

FAKTA

- **Typ: Växeltrycksmadrass**
- **Höjd: 16 cm**
- **Rekommenderad användarvikt: 0–200 kg**
- **Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz**
- **Ljudnivå kontrollenhet, max: 17 dBA⁽²⁾, 35 dBA⁽⁵⁾**
- **Garanti: 2 år**
- **PVC-fri**
- **Maskintvätt i max 95 °C, torktumling**
- **Rengöring av överdrag: Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel**
- **Klor-resistent (1%) multistretchöverdrag (överdrag Stone med svetsade sömmar, 10 %).**



Skanna QR-koden för att se en presentationsvideo.



VÄLJ DIN MADRASS

– Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass.
www.careofsweden.com/mattress-selector