

# Optimal 5zon<sup>®</sup>

Den kompletta trycksårsförebyggande madrassen



Optimal 5zon med överdrag Olivia H

# Optimal 5zon®

Optimal 5zon® används i alla typer av vårdmiljöer som förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2<sup>(1)</sup>, samt vid smärterapi. Det är en mjuk och flexibel kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® erbjuder mycket goda tryckutjämnande egenskaper<sup>(2)</sup> och är utrustad med vår unika sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(4)</sup>.



Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Hygienöverdrag Olivia H är utrustad med droppskyddad dragkedja på tre sidor och transporthandtag.

## STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.  
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

## REFERENSER

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.  
(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.  
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.  
(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.  
(5) Patentnummer 008522741.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2018-12-10.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p><b>Tryck</b> Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon- och modulsystem ger en effektiv tryckutjämning.</p> <p><b>Skjuv</b> Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p><b>Sittfunktion</b> Vår patenterade<sup>(5)</sup> sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.</p> <p><b>Fukt</b> Hygienöverdraget "ångandas"<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p><b>Hygien</b> Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(4)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kärna: Kallskum 65+50 kg/m<sup>3</sup></b></li><li>• <b>Höjd: 14 cm</b></li><li>• <b>Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2<sup>(1)</sup></b></li><li>• <b>Rekommenderad brukarvikt: 0-180 kg</b></li><li>• <b>Brand: EN 597-1, -2</b></li><li>• <b>Garanti: 3 år</b></li><li>• <b>Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</b></li><li>• <b>Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</b></li></ul> <div style="text-align: center;"><p>Skanna QR-koden för att se presentationsvideo.</p></div> <p><b>VÄLJ DIN MADRASS</b> – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. <a href="http://www.careofsweden.com/mattress-selector">www.careofsweden.com/mattress-selector</a></p> 