

CuroCell® M4 CX16

Ett flexibelt växeltryckssystem med låg bäddhöjd



CuroCell M4® CX16 med Toppdel Stone/U-del CC

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell® M4 CX16

CuroCell® M4 CX16 erbjuder enkelhet i kombination med komfort samtidigt som systemet på ett effektivt sätt bidrar till att förebygga och behandla trycksår till och med kategori 4, samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® M4 CX16 har en intelligent kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt. Med kontrollenhetens viktinställning ställs lämpligt tryck in för respektive brukare.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

TILLVAL

- Slitstark väska
- Lakanshållare

STORLEKAR

80/85/90/100/105/120x200/210 x 16 cm

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.



Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2020-09-03.

MADRASSENS FUNKTIONER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Utbytbara celler med säkerhetsmadrass i kallskum• Hälfunktion• Multifunktionellt inneröverdrag• Unik CPR-funktion med transportfunktion• Smart kabelhantering• Unik design för enkel hantering och användning• Dragkedja med droppskydd	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 16 cm• Rekommenderad brukarvikt: 0–200 kg• Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz• Ljudnivå, pump, max.: 17 dBA⁽²⁾• Garanti: 2 år• PVC-fri• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling• Rengöring av överdrag: Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel• Klortåligt (1 %) multistretchöverdrag (överdrag Stone med svetsade sömmar, 10 %)
KONTROLLENHETENS FUNKTIONER	
<ul style="list-style-type: none">• Användarvänligt gränssnitt• Ljud- och ljusnotifikationer• Tre programlägen: Pulserande, Alternerande och Konstant lågt tryck• Omvårdnadsläge• Pack & Go® - funktion• Tyst drift och vibrationsfri• Låg spänning (12V strömförsörjning)• Mjuka friktionshängare med extra mjuk spets• Air Flow Control™; Konstant temperatur, ökad användarkomfort, minskad energiförbrukning	