

# CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> PRO CF16

Kombinerar mycket god komfort med lång livslängd



CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> PRO CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

# CuroCell S.A.M.® PRO CF16

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 är en ersättningsmadrass med konstant lågt tryck som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 3<sup>(1)</sup>. Madrassen kombinerar en underliggande skumkärna med luftceller som ger effektiv tryckfördelning.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 erbjuder mycket god komfort och kan användas som hjälpmedel vid smärterapi<sup>(2)</sup>. Inneröverdraget sänker det redan låga trycket<sup>(3)</sup> och komforten ökar ytterligare.

Pumpen är utvecklad av Care of Sweden och enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M.® PRO CF16 kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen.



CuroCell S.A.M.® PRO CF16 levereras med ett hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien<sup>(3)</sup>, kvalitet och säkerhet. Överdraget är ångpermeabelt vilket minskar risken för hudmaceration<sup>(4)</sup>.

## REFERENSER

(1)\*Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) Tryckmätningar Xsensor 2008.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2020-11-27.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Användarvänligt system</li><li>• Ångpermeabelt hygienöverdrag<sup>(5)</sup></li><li>• Hygienöverdrag med svetsade sömmar</li><li>• Mycket goda rengöringsegenskaper</li><li>• Tyst och energisnål pump med lång livstid</li><li>• Unik märkning</li><li>• Hälfunktion</li><li>• Extra mjukt inneröverdrag</li><li>• Transportfunktion</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Typ: Konstant lågt tryck</b></li><li>• <b>Höjd: 16 cm</b></li><li>• <b>Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 3<sup>(1)</sup></b></li><li>• <b>Rekommenderad brukarvikt: 0-250 kg</b></li><li>• <b>Strömförsörjning: 230 V/50Hz</b></li><li>• <b>Ljudnivå pump: &lt;28 dB</b></li><li>• <b>Garanti: 2 år</b></li><li>• <b>Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</b></li><li>• <b>Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</b></li></ul>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Slitstark väska för transport och förvaring</li></ul>	80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.