

CuroCell S.A.M.® PRO CF16

Kombinerar god komfort med lång livslängd



CuroCell S.A.M.® PRO CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

FAKTA	TILLVAL
<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 16 cm• Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 3⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 250 kg• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Ljudnivå pump, max: 22 dBA⁽⁷⁾, 39 dBA⁽⁸⁾• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.	<ul style="list-style-type: none">• Slitstark väska

CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16

CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16 är en ersättningsmadrass med konstant lågt tryck som används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾. Madrassen kombinerar en underliggande skumkärna med luftceller som ger effektiv tryckfördelning.

CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16 erbjuder god komfort⁽²⁾ och inneröverdraget sänker det redan låga trycket⁽³⁾ vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare.

Pumpen är enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16 kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen.

CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16 levereras med ett hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁶⁾. Överdraget är ångerpermeabelt⁽⁵⁾ vilket minskar risken för hudmaceration.



REFERENSER

- (1)*Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.
- (2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.
- (3) Tryckmätningar Xsensor 2008.
- (4) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
- (5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (6) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).
- (7): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.
- (8) ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane"

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR
- Användarvänligt system
- Ångerpermeabelt hygienöverdrag⁽⁵⁾
- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Goda rengöringsegenskaper
- Tyst och energisnål pump med lång livslängd
- Hälfunktion
- Mjukt inneröverdrag
- Transportfunktion



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-05-28.