

# CuroCell® 3

Effektiv & funktionell bäddmadrass



CuroCell® 3 med överdrag Olivia/U-del CC

# CuroCell® 3

CuroCell® 3 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3<sup>(1)</sup>. CuroCell® 3 arbetar enligt växeltrycksprincipen, finns i flera olika utföranden och används i alla typer av vårdmiljöer.

CuroCell® 3 är en effektiv och funktionell bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass men kan även utrustas med en integrerad förhöjningsdyna för placering direkt på sängbotten.

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med god hygienisk standard<sup>(2)(3)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt<sup>(4)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 3 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(2)(3)</sup>.



## TILLVAL

- Distanstyg - för ökad komfort
- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Hälfunktion
- Kabelhållare
- Kraftig transportväska


## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump</li><li>• Enkel att använda</li><li>• Handtag för transport och förflyttning</li><li>• Ljud- och ljuslarm vid för lågt tryck</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(4)</sup></li><li>• Goda rengöringsegenskaper</li><li>• Omvårdnadsläge med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Utbytbara luftceller av polyuretan</li></ul>	<p>Typ: växeltrycksmadrass Höjd: 13 cm Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3<sup>(1)</sup> Rekommenderad brukarvikt: upp till 160 kg Strömförsörjning: 230 V/50 Hz Ljudnivå pump: 21 dBA Garanti: 2 år Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</p>
<b>STORLEKAR</b>	 Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.  Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-05-26.
80/85/90x200 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.	