

Curera® Abduktionskudde

Kudde för abduction av ben

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen⁽¹⁾, vilket minskar risken för trycksår.

Exempel på positionering

Curera® Abduktionskudde är utformad för att underlätta benabduktion och ge stöd åt kroppshållningen i de nedre extremiteterna.

Curera® Abduktionskudde kan användas för att upprätthålla höftabduktion samtidigt som den ger stöd åt lår och knän och minskar trycket på nedre delen av ryggen.



Överdrag för komfort och hygien

Curera® positioneringskuddar har ett fast ytterhölje i blå bomull. Positioneringskuddarna finns tillgängliga med ett bomullsöverdrag för extra komfort, eller ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch⁽²⁾⁽³⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽⁴⁾ för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.



Teknisk specifikation

Fyllning	50 % HR-skum/50 % polyesterfiber
Storlekar	35 x 55 cm och 54 x 78 cm
Tillgängliga överdrag	Hygienöverdrag (polyuretanbelagd polyester) Bomullsöverdrag
Instruktion för rengöring	Hygienöverdraget avtorkas med rengörings-och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C. Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger. Bommullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745

Referenser

- (1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
- (2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
- (3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-08.