

# Curera® Bendelare

För att separera benen

Bendelare används för att separera benen och är tillverkad av stabilt skum med viss svikt som ger individen stöd.



Teknisk specifikation	
Storlekar (BxH)	9/12/15 cm x 16 cm
Instruktion för rengöring	<p>Rengörs med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.</p> <p>Låt den torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den ska vara helt torr innan den tas i bruk igen.</p> <p>Överdraget tvättas maskin i 60° C och kan torktumlas eller dropptorkas</p>
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. ©  
Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-22.