

Curera[®] Utjämningsplatta

För utjämning av sittytan i rullstolar



Curera® Utjämningsplatta

Vid behov av att utjämna sittytan i rullstolar med hängmattesits finns detta tillbehör. Det är en formstabil skiva som med fördel placeras i överdraget, mot dynans undersida. Den är enkel att rengöra och hantera.

Kan användas till samtliga Curera sittdynor utom Tremix som redan har denna funktion.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2023. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2023-01-10.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR	FAKTA
35x35 cm, 40x40 cm, 40x45 cm, 42x40 cm, 42x45 cm, 45x40 cm, 45x45 cm, 45x50 cm, 47x40 cm, 47x45 cm, 47x50 cm, 50x45 cm, 50x50 cm, 55x50 cm, 55x55 cm	<ul style="list-style-type: none">• Material: Cellpolyeten• Höjd: 2,5 cm (fasade kanter)• Garanti: 2 år• Klassificering: ISO-kod 181006-02• Brand: Uppfyller ISO 7176-16