

# CuroCell Cirrus<sup>®</sup> 2.0

Hybridmadrass med god komfortnivå



CuroCell Cirrus 2.0 med Toppdel Stone/U-del CC

 care of sweden  
SUPPORTING LIFE

# CuroCell Cirrus 2.0®

CuroCell Cirrus® 2.0 används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4<sup>(1)</sup>. Den används i alla typer av vårdmiljöer och placeras direkt på sängbotten.

CuroCell Cirrus® 2.0 kombinerar luft med skum som ger god användarkomfort, tryckfördelning och tryckavlastning<sup>(2)</sup>. Den integrerade hälffunktionen lindrar trycket på känsliga hälar.

Den tysta och lättanvända CuroCell Cirrus® pumpen har två olika inställningar, växlande och konstant lågt tryck. Pumpen är även utrustad med en sittfunktion vilket ger ökat stöd vid sittande läge. Det integrerade inneröverdraget bidrar till att minska skjuveffekten vid rörelse i säng.

CuroCell Cirrus® 2.0 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard<sup>(3)(5)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt<sup>(4)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller världens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)(5)</sup>.

## TILLVAL

- Kraftig transportväska

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) SS-EN ISO 15496.

(5) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell Cirrus är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2021-05-27.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Digital och användarvänlig pump</li><li>• Enkel hantering och rengöring</li><li>• CPR-funktion med transportfunktion</li><li>• Hälffunktion</li><li>• Kabelhållare</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömvabrott</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"<sup>(4)</sup></li><li>• Omvårdnadsläge med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Överdrag med svetsade sömmar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: växeltrycksmadrass</li><li>• Höjd: 21 cm</li><li>• Funktion: förebyggande och vid behandling t o m kategori 4<sup>(1)</sup></li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 230 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</li><li>• Ljudnivå pump: 27 dBA</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling</li></ul>
<b>STORLEKAR</b>	
80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.	