

CuroCell® Nova CX19

Funktionell & flexibel ersättningsmadrass



CuroCell® Nova CX19 med överdrag Steel

CuroCell® Nova CX19

CuroCell® Nova CX19 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är enkel att hantera och sköta. Den är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

CuroCell® Nova CX19 arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Madrassen har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som erbjuder en god hygienisk standard⁽²⁾⁽⁴⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.



CuroCell® Nova CX19 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽⁴⁾.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke för Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes.
Senast uppdaterad: 2021-05-27.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion - snabbtömning av luft vid HLR• Hälfunktion• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾• Goda rengöringsegenskaper• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Utbytbara celler i polyuretan	<ul style="list-style-type: none">• Typ: växeltrycksmadrass• Höjd: 19 cm• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o. m kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 150 kg• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Distanstyg - för bättre komfort• Kabelhållare• Kraftig transportväska• Lakanshållare• Överdrag med svetsade sömmar	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.