

CuroCell® S.A.M. PRO

Kombinerar god komfort med lång livslängd

CuroCell® S.A.M.PRO är en bäddmadrass som används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾. CuroCell® S.A.M. PRO erbjuder god komfort⁽²⁾. För ytterligare komfort finns även modellen CuroCell® S.A.M.PRO CF10 med ett mjukt inneröverdrag. Inneröverdraget sänker det redan låga trycket⁽⁸⁾ vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare.

Pumpen är enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell® S.A.M. PRO kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta bidrar till att minska ljud och vibrationer samt en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen.

Överdrag för komfort och hygien

Madrasserna är utrustade med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring. Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch⁽⁷⁾⁽³⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽⁴⁾ för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.

Teknisk specifikation	
Typ	Konstant lågt tryck
Höjd	10 cm
Trycksårskategori	Upp till och med kategori III ⁽⁶⁾
Rekommenderad brukarvikt	Upp till och med 250 kg
Strömförsörjning	230 V/50Hz
Ljudnivå pump, max	22 dBA ⁽⁵⁾ , 39 dBA ⁽⁶⁾
Storlekar	80/85/90/105/120x200/210 cm
Instruktion för rengöring	Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745
Tillval	Transportväska Mjukt inneröverdrag (CuroCell S.A.M.® PRO CF10)



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-02-19.



CuroCell® S.A.M. PRO



CuroCell® S.A.M. PRO CF10



Tillgängliga överdrag, CuroCell S.A.M. PRO CF10

Steel

- Sydda sömmar
- Färg: blå
- Material: 44 % polyamid, 56 % polyuretan coating

Steel H

- Sömmar: svetsade
- Färg: blå
- Material: 44 % polyamide, 56 % polyuretan coating
- Handtag på ena långsidan för förflyttning av madrass

Tillgängliga överdrag, CuroCell S.A.M. PRO CF10

Steel

- Sömmar: svetsade
- Färg: blå
- Material: 44 % polyamid, 56 % polyuretan coating

Stone

- Sömmar: svetsade
- Färg: grå
- Material: 61 % polyamid, 39 % polyuretan coating
- Klortåligt (10%)

Referenser

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/ NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(5) "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.

(6) ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane"

(7) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.

(8) Pressure readings with Xsensor, 2008.