

Optimal 5zon[®] BM

Förebyggande bäddmadrass med god komfort



Optimal 5zon[®] BM med överdrag Olivia

FAKTA	STORLEKAR
• Kärna: kallsaum 65 kg/m³ • Höjd: 6 cm • Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾ • Rekommenderad brukarvikt: upp till 150 kg* • Brand: EN 597-1, -2 • Garanti: 2 år • Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. • Maskintvätt max 95 °C, torktumling. *Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten.	80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

Optimal 5zon® BM

Optimal 5zon® BM används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Optimal 5zon® BM är en mjuk och följsam bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Madrassens design ger goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾. Skumkärnan är tillverkad i kallskum med hög densitet vilket bidrar till en lång livslängd.

Optimal 5zon® BM levereras med hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁵⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor och fästband i resår.

Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin-cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(5) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Tryck

Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämnning.

Skjuv

Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.

Fukt

Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁵⁾.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-05-27.