

Optimal BOB

För komfort på akut-, operations- och bårvagnar



Optimal BOB med överdrag BOB Extreme/Svart

Optimal BOB

Optimal BOB är framtagen för komfort på sjukvårdens akut-, operations- och bårvagnar.

Madrassen tillverkas av kallskum med hög densitet för god komfort och hållbarhet.

Optimal BOB är utrustad med vår patenterade⁽³⁾ sittfunktion DuoCore[®] som är utformad för att ge stöd vid sittande läge och samtidigt erbjuda en god komfort i liggande läge.

Madrassen har ett avtagbart hygienöverdrag med dragkedja och kraftiga handtag för enkel hantering. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽⁴⁾.

Optimal BOB tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽⁴⁾.



STORLEKAR

60/70x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(3) Patentnummer 008522741.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
Tryck Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning. Skjuv Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter. Sittfunktion Vår patenterade⁽³⁾ sittfunktion DuoCore[®] är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge. Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽²⁾⁽⁴⁾.	• Kärna: kallskum 50 kg/m³ • Höjd: 9 cm • Överdrag: BOB Extreme/Svart • Rekommenderad brukarvikt: upp till 130 kg • Brand: EN 597-1, -2 • Garanti: 2 år • Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. • Maskintvätt max 95 °C, torktumling.  Läs bruksanvisningen före användning av produkten. Care of Sweden är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-05-27.