

Optimal Evakueringslakan

För snabb & enkel evakuering

Optimal Evakueringslakan gör det möjligt att snabbt och enkelt förflytta sängliggande individer utom fara, kan även användas vid evakuering i trappor.

Lakanet placeras under befintlig madrass och fästs mot madrassen med resårband. Det är lätt att bädda in och finns i flera storlekar för att passa de flesta madrasser.

Optimal Evakueringslakan är ergonomiskt utformat och tillverkas i starka material som glider bra på både vått och torrt underlag.

Evakueringslakanet är röntgentransparent samt utrustat med handtag på kortsidor för sidoförflyttning.



Teknisk specifikation	
Material	Polyamid/polyester
Storlekar (BxL)	80/90/105/120 cm x 200 cm
Brand	EN 597-1, -2
Standard	Uppfyller kraven i svenska standard (SS 8760039) för räddningslakan.
Instruktion för rengöring	Rengöring: Avtorkning med rengörings- och/ eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95°C, torktumling.
CE-märkning	Registrerad och märkt enligt MDR (EU) 2017/745



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-22.