

Optimal Hygienkudde

Komfortabla & slitstarka kuddar

För god komfort kan vi erbjuda ett brett sortiment av tillbehör, däribland kuddar och kuddskydd. De är utvecklade för vårdens behov och passar även i hemmiljö.

Optimal Hygienkudde är en kudde med fyllning som består av bollfiber som lätt kan fluffas upp för att behålla den ursprungliga formen på kudden.

Optimal Sens är en anatomisk sovkudde. Den är tillverkad av viskoelastiskt skum som formar sig efter nackens och huvudets konturer vilket ger nacke och huvud bra stöd och avlastning.

Överdrag för komfort och hygien

Optimal Hygienkuddar levereras med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch⁽¹⁾⁽²⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽³⁾ för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.



CE



Teknisk specifikation	
Material	Optimal Hygienkudde Polyester/bomull Optimal Sens Viskoelastiskt skum, 50 kg/m ³ Hygienöverdrag Polyuretan/polyester
Storlekar	Optimal Hygienkudde & kuddskydd 35x45 cm 50x60 cm 50x70 cm Optimal Sens & kuddskydd 30x48 cm Optimal Kuddskydd 35x45 cm 50x60 cm 50x70 cm
Instruktion för rengöring	Rengöring Optimal Hygienkudde Maskintvätt max 70 °C Rengöring Optimal Sens Punktrengöring med mildt rengöringsmedel och vatten Rengöring Optimal Kuddskydd Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel, alternativt maskintvätt max 95 °C
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745

Referenser

- (1) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
- (2) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.
- (3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-22.