

Optimal M9

För miljöer med extra höga brandkrav



Optimal M9 med överdrag Marin FR

Optimal M9

Optimal M9 är speciellt utvecklad för miljöer där kraven på brandsäkerhet är extra höga. Madrassen är testad och godkänd enligt SS 876 00 10.

Madrasskärnan är tillverkad av ett CMHR-skum med hög densitet för en god komfort och lång livslängd. Madrassen levereras med hygienöverdrag Marin FR. Ett avtagbart hygienskydd som är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.

Optimal M9 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.



STORLEKAR

80/90x200/205/210 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2023. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2023-01-03.

| FUNKTIONER OCH EGENSKAPER | FAKTA |
|---|--|
| <p>Skjuv Madrassen är speciellt konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Kärna: CMHR-skum 50 kg/m³• Höjd: 11 cm• Överdrag: Marin FR• Rekommenderad brukarvikt: upp till 150 kg• Brand: SS 876 00 10/EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling. |