


# Optimal Maxx

Ersättningsmadrass för tyngre brukare



Optimal Maxx med överdrag Evac

# Optimal Maxx

Optimal Maxx är en madrass som klarar högre brukarvikter och används i alla typer av vårdmiljöer. Optimal Maxx används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 1<sup>(1)</sup>. Madrassen är utrustad med vår patenterade<sup>(4)</sup> sittfunktion DuoCore®, utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Evac. Överdraget är utrustat med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard<sup>(3)(5)</sup>.

Optimal Maxx tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)(5)</sup>.



## STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 och 105/120x200 cm.  
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Patentnummer 008522741.

(5) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-05-28.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p><b>Tryck</b> Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.</p> <p><b>Skjuv</b> Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p><b>Sittfunktion</b> Vår patenterade<sup>(4)</sup> sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.</p> <p><b>Fukt</b> Hygienöverdraget är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p><b>Hygien</b> Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard<sup>(3)(5)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: kallsaum 50 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Höjd: 15 cm</li><li>• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 1<sup>(1)</sup></li><li>• Överdrag: Evac</li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 180 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Garanti: 3 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>