

Optimal Mono

Ersättningsmadrass för alla typer av vårdmiljöer



Optimal Mono med överdrag Olivia/Evac

Optimal Mono

Optimal Mono används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾.

Optimal Mono är tryckreducerande och indelad i zoner, vilket förbättrar komfort och support för vårdtagaren. Madrassen har även förstärkta sidor vilka ger support vid i- och urstigning.

Optimal Mono levereras med flera olika alternativ på hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Slitstarka skydd som är enkla att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾.

Optimal Mono tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.



TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Olivia/Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida. Även lågfriktionstopp finns som tillval.

Nordic

Svetsade sömmar, droppskyddad dragkedja på tre sidor och handtag på en långsida.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-05-28.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämnning.</p> <p>Skjuv Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: höglastiskt kallskum 45 kg/m³• Höjd: 14 cm• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 160 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel• Maskintvätt max 95 °C, torktumling
	STORLEKAR
	80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.