

PRIMA 6

Enkel & funktionell distansmadrass



PRIMA 6 med överdrag Marin

PRIMA 6

PRIMA 6 är en enkel och funktionell basmadrass med god hållbarhet.

PRIMA 6 är en distansmadrass/förhöjningsdyna för placering under en bäddmadrass (exempelvis en CuroCell® Nova eller Optimal 5zon® BM).

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag och är enkel att rengöra och hantera. Det elastiska och följsamma överdraget är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

PRIMA 6 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.



TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Marin

Dragkedja på en sida.

Marin

Dragkedja på tre sidor.

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2023. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2023-07-05.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel att rengöra• Hygienöverdrag• Vändbar	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: kallskum 35 kg/m³• Höjd: 6 cm• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.• Prima 6 är avsedd att användas som distansmadrass under våra bäddmadrasser. Den klarar alla patientvikter som gäller för våra bäddmadrasser.
STORLEKAR	
80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.	