

PRIMA BM

Bäddmadrass med god komfort



PRIMA BM med överdrag Marin

PRIMA BM

PRIMA BM är en bäddmadrass med homogen madrasskärna som ger vårdtagaren en god komfort och tryckutjämning.

Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.

PRIMA BM tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.

PRIMA BM levereras med hygienöverdrag Marin.



TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Marin

Dragkedja på en sida.

Marin

Dragkedja på tre sidor.

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-05-27.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel att rengöra• Hygienöverdrag• Vändbar	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: kallsaum 35 kg/m³• Höjd: 6 cm• Rekommenderad brukarvikt: upp till 130 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
STORLEKAR	
80/85/90/105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.	*Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten.