

# Curera® Utjämningsplatta

För utjämnning av sittytan i rullstolar



# Curera® Utjämningsplatta

Vid behov av att utjämna sittytan i rullstolar med hängmattesits finns Curera Utjämningsplatta som tillval. Det är en formstabil skiva som är enkel att rengöra och hantera.

Curera Utjämningsplatta är avsedd att användas tillsammans med sittdynor med plan botten.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2025. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2025-01-09.

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR	FAKTA
35x35 cm, 40x40 cm, 40x45 cm, 42x40 cm, 42x45 cm, 45x40 cm, 45x45 cm, 45x50 cm, 47x40 cm, 47x45 cm, 47x50 cm, 50x45 cm, 50x50 cm, 55x50 cm, 55x55 cm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Cellpolyeten</li><li>• Höjd: 2,5 cm (fasade kanter)</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Klassificering: ISO-kod 181006-02</li><li>• Brand: Uppfyller ISO 7176-16</li></ul>