

# 3 m-slangset

För enkel åtkomst och ökad självständighet

## Att stärka självständighet och välmående

Att bevara självständigheten hos individer med begränsad rörelseförmåga är avgörande för både deras fysiska och psykiska välmående. Självständighet minskar inte bara behovet av stöd från vårdpersonal, utan stärker också individens självkänsla och livskvalitet.

När individer själva kan utföra vissa moment frigörs tid för vårdpersonal, samtidigt som användaren upplever större kontroll och värdighet i sin vardag. Därför har vi tagit fram ett 3 m-slangset, för att möta vårdens behov och skapa positiva effekter både för patienter och vårdgivare.

3 m-slangsetet är framtaget för individer med begränsad rörelseförmåga som klarar att själva ta sig i och ur sängen. Slangsetet är utvecklat för hela CX-serien (tillsammans med A4- och IQ-kontrollenheter). Slangsetet möjliggör för individen att själv aktivera MAX-funktionen för självständig in- och urstigning. Den längre slangen gör det enkelt att placera kontrollenheten på en sänggrind eller ett bord, vilket ger smidig åtkomst.

## Säker och bekväm användning med fästband

3 m-slangsetet levereras med två justerbara fästband som gör det enkelt att fästa slangen längs sängen. Genom att placera och säkra fästbanden på strategiska punkter hålls slangen på plats. Detta bidrar till en trygg och funktionell miljö för både användare och vårdpersonal.

Teknisk specifikation	
Färg	Svart
Längd	3 m
Slangskydds material	100 % polyester polyuretan
Kompatibla madrasser	CX10, CX15, CX16, CX20 och CX20 Plus
Tillbehör	2 st justerbara fästband för att säkra slangen vid säng



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-11-21.

