

Överdrag madrasser

Överdrag för komfort och hygien

Våra madrasser är utrustade med ett avtagbart och vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring. Våra hygienöverdrag är tillverkade i ett tyg med fyrvägsstretch⁽¹⁾⁽³⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽²⁾ för att reducera risken för hudmaceration.

Hygienöverdrag (finns som heltäckande överdrag och som toppdel)



Olivia

- Färg: grå
- Sydda sömmar
- Droppskyddad dragkedja på tre sidor
- Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2
- Kabelhållare finns som tillval



Olivia H

- Färg: grå
- Sydda sömmar
- Droppskyddad dragkedja på tre sidor
- Handtag på ena långsidan för förflyttning av madrass
- Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2



Marin

- Färg: blå
- Sydda sömmar
- Dragkedja på en eller tre sidor
- Material: 37 % polyester, 63 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2



Marin FR

- Färg: blå
- Sydda sömmar
- Dragkedja på en kortsida
- Material: 55% polyester, 45 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2, SS 876 00 10 (hög risk)




Steel

- Färg: blå
- Svetsade sömmar
- Droppskyddad dragkedja på tre sidor
- Material: 44 % polyamid, 56 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2



Stone

- Färg: grå
- Svetsade sömmar
- Droppskyddad dragkedja tre sidor
- Material: 61 % polyamid, 39 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2, BS 6807 Crib 5
- Kabelhållare finns som tillval



Olivia Grip-lock

- Färg: grå/svart
- Sydda sömmar
- Droppskyddad dragkedja på tre sidor
- Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2
- Har integrerad kabelhållare



Stone Grip-lock

- Färg: grå/svart
- Svetsade sömmar
- Droppskyddad dragkedja på tre sidor
- Material: 61 % polyamid, 39 % polyuretan coating och 55 % polyester, 45 % polyuretan coating
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2
- Har integrerad kabelhållare

Underdelar (används i kombination med en toppdel)



Underdel Evac

- Färg: svart
- Dragkedja på fyra sidor
- Handtag på kort- och långsidor för förflyttning av madrass
- Kardborreförsedda remmar för fixering av patient vid nödsituation
- Material: 100 % polyester polyuretan
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2, BS 6807 Crib 5



Underdel CuroCell®

- Färg: svart
- Dragkedja på fyra sidor
- Material: 100 % polyester polyuretan
- Handtag på kort- och långsidor för förflyttning av madrass
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2, BS 6807 Crib 5
- Har integrerad kabelhållare



Underdel Duro

- Färg: blå
- Dragkedja på fyra sidor
- Material: 44 % polyamid, 56 % polyuretan coating
- Handtag på båda långsidor för förflyttning av madrass
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2



Underdel Optimal 5zon® Plus

- Färg: svart
- Dragkedja på fyra sidor
- Handtag på kort- och långsidor för förflyttning av madrass
- Material: 100 % polyester polyuretan
- Brandstandard: SS 876 00 01 (normal risk), EN 597-1, -2

Teknisk specifikation

Instruktioner för rengöring

Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

Referenser

(1) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2025. All rights reserved. Last update: 2025-03-25.