

Curera® Tremix sittdyna

Komfortabel trycksårsförebyggande sittdyna

Curera® Tremix är anatomiskt uppbyggd och används som trycksårsförebyggande. Dynans uppbyggnad och anatomiskt anpassade form med urtag för svanskota, bendelare och lateralstöd gör att den formar sig efter användaren. Den fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter.

Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Tremix är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid. För extra god sittfunktion är den utrustad med förstärkt bottenplatta.

Curera® Tremix har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med god friktion. Samtliga Curera® sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Curera® Tremix med standardöverdrag

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Standardöverdrag

Följsamt material på ovansidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstrech. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.



1. SITTGROP
2. LATERALSTÖD
3. URTAG FÖR BEN
4. BENDELARE
5. VÄTSKETÄTT YTSKIKT
6. FÖRSTÄRKT BOTTENPLATTA



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.



Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2026-01-23.

EGENSKAPER

- Anatomiskt uppbyggd
- Formar sig efter brukaren
- Trycksårsförebyggande
- Enkel att rengöra

FAKTA

- Höjd: 7 cm
- Garanti: 2 år
- Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi, cellpolyeten
- Material i överdrag: Polyester och Polyuretan
- Klassificering: ISO-kod 04 33 03 - Tryckavlastande
- Brand: Uppfyller ISO 7176-16

PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm									
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50	52	55
35	70								
40	70	105	115	130	130	130	150	150	160
45		105	115	130	130	150	150	150	160
50			115	130	130	150	150	150	160

OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

