

# Curera<sup>®</sup> Utjämningsplatta

För utjämnning av sittytan i rullstolar

Vid behov av att utjämna sittytan i rullstolar med hängmattesits finns Curera Utjämningsplatta som tillval. Det är en formstabil skiva som är enkel att rengöra och hantera.

Curera Utjämningsplatta är avsedd att användas tillsammans med sittdynor med plan botten.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2026-01-23.



## TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

35×35 cm, 40×40 cm, 40×45 cm, 42×40 cm, 42×45 cm, 45×40 cm, 45×45 cm, 45×50 cm, 47×40 cm, 47×45 cm, 47×50 cm, 50×45 cm, 50×50 cm, 55×50 cm, 55×55 cm

Fler storlekar går att beställa.

## FAKTA

- Material: Cellpolyeten
- Höjd: 2,5 cm (fasade kanter)
- Garanti: 2 år
- Klassificering: ISO-kod 122506-02
- Brand: Uppfyller ISO 7176-16