


# CuroCell® S.A.C

## Komfortabel sittdyna

CuroCell® S.A.C. är en statisk sittdyna med luft. Den har en god komfort och används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2<sup>(1)</sup>. Den är förfylld och enkel att hantera. Det hållbara och mjuka materialet, anpassad för långvarig användning, ger en bra kombination av komfort och stöd.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

### REFERENSER

(1) National Pressure Injury Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline: Fourth Edition. Emily Haesler (Ed.). 2025.

## FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Färdig att använda
- Förfylld med luft
- Hållbart mjukt material för långvarigt sittande
- Lufthål som transporterar bort fukt och värme
- Lågprofilerad design
- Minskar vävnadstryck
- Passar alla stolar
- Väger lite och är enkel att använda

## FAKTA

- Statisk sittdyna med luft
- Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till kategori 2<sup>(1)</sup>
- Rekommenderad brukarvikt: Upp till 160 kg
- Material: TPU-film, grå
- Garanti: 1 år
- Klassificering: ISO-kod 04 33 03 -Tryckavlastande
- Storlek: 45x45 cm & 50x50 cm
- Rengöring: Torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel
- Tillbehör: Hygienöverdrag

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2026-01-23.